

实验常用样品容器与超低温冰箱冻存架匹配表

| 样品冻存容器   | 工作尺寸  | 适用冻存架         |
|--|---|---------------|
| 1.5mL 离心管<br>36x1.5/2.0mL 离心管架(0030119819)       | 总高度大于管架 43.6mm  | 2 或 3 英寸冻存架   |
| 康宁 50 孔冻存管架(431131)                              | 高度大于管架 H0.90 in.  | 2 或 3 英寸冻存架   |
| Nunc 40 孔冻存管架(376589)                            | 外形 W102 x L202 mm   | 2 或 3 英寸冻存架   |
| 0.5mL 离心管<br>48x0.5mL 离心管架(0030119800)           | 总高度大于管架 43.6mm  | 2 英寸冻存架       |
| 亚速旺 80x1.5mL 管架(2-301356)                        | 总高度大于管架 27mm  | 2 英寸冻存架       |
| 9x9 格 1-2mL 冻存管盒(0030140516)                     | 高度 : 53mm/2 in.   | 2 英寸冻存架       |
| 10x10 内旋盖 1-2mL 冻存盒(0030140508)                  | 高度 : 53mm/2 in.   | 2 英寸冻存架       |
| 艾本德 8x8 格 1-2mL 冻存盒(0030140524)                  | 高度 : 53mm/2 in.   | 2 英寸冻存架       |
| NUNC 96 孔 MaxiSorp 酶标板(442404)                   | 高度 : 15.0 mm/0.59 in.                                     | 2 英寸冻存架       |
| ABI MicroAmp EnduraPlate 96 孔 PCR 板<br>(4383300) | 高度 : 20.5 mm/0.81 in.                                     | 2 英寸冻存架       |
| NUNC 1.3mL 96 孔深孔板(260252)                       | 高度 : 31.6 mm/1.25 in.                                     | 2 英寸冻存架       |
| NUNC 2.0mL 96 孔深孔板(278752)                       | 高度 : 44 mm/1.74 in.                                       | 2 英寸冻存架       |
| 艾本德 96 孔细胞培养板(0030730011)                        | 高度 : 16.7 mm/0.66 in.<br>带盖 2 块板叠放高 :<br>33.7mm/1.33 in.  | 2 英寸冻存架       |
| 艾本德 6 孔细胞培养板(0030720016)                         | 高度 : 22.4 mm/0.89 in.<br>带盖 2 块板叠放高 :<br>45.0mm/-1.78 in. | 2 英寸冻存架       |
| 艾本德 5mL 离心管冻存盒(0030140532)                       | 高度 : 64mm/2.5 in.   | 2.5 或 3 英寸冻存架 |
| 艾本德 3x3 格 25mL 冻存盒(0030140729)                   | 高度 : 89mm/3.5 in.   | 3.5 英寸冻存架     |
| 艾本德 9x9 格 3mL 冻存管盒(0030140540)                   | 高度 : 76mm/3 in.   | 3 英寸冻存架       |
| 艾本德 5x5 格 5mL 冻存盒(0030140613)                    | 高度 : 76mm/3 in.   | 3 英寸冻存架       |
| 艾本德 9x9 格 4-5mL 冻存管盒(0030140567)                 | 高度 : 102mm/4 in.  | 4 英寸冻存架       |
| Nalgene 18x1.0-2.0mL 细胞梯度降温盒<br>(5100-0001)      | 尺 寸 (HxDia.) : 3.44<br>in./86x117mm                       | 4 英寸冻存架       |
| Corning CoolCell 12x1-2mL 细胞程序降温盒                | 尺 寸 (Dia.xH) :  | 4 英寸冻存架       |



|  |  |               |
|--|--|---------------|
| (CoolCell LX)  | 11.7x9.9cm/3.91 in.                    |               |
| 艾本德 5mL 尖底管<br>5mL/15m 管通用管架(0030119827)                 | 总高度大于管长 121mm                          | 5 英寸冻存架       |
| 15mL 尖底管<br>5mL/15m 管通用管架(0030119827)                    | 总高度大于管长 121mm                          | 5 英寸冻存架       |
| 艾本德 5x5 格 15mL 冻存盒(0030140583)                           | 高度：127mm/5 in.                         | 5 英寸冻存架       |
| 3x3 格 15mL 冻存盒(0030140591)                               | 高度：127mm/5 in.                         | 5 英寸冻存架       |
| 50mL 尖底管<br>5/15/25/50mL 四合一管架(0030119835)               | 总高度大于管长 121mm                          | 5 英寸冻存架       |
| 50mL 尖底管<br>亚速旺(15/50mL 通用管架 H1013(1-853501)             | 总高度大于管长 121mm                          | 5 英寸冻存架       |
| Corning CoolCell 30x1-2mL 细胞程序降温盒<br>(CoolCell FTS30)    | 尺 寸 (Dia.xH) :<br>16.5x11.5cm/4.54 in. | 5 英寸冻存架       |
| Nalgene 12x3.6-4.0mL 细胞梯度降温盒<br>(5100-0036)              | 尺 寸 (HxDia.) : 5.31<br>in./151x117mm   | 定制冻存架(5.9 英寸) |
| Nalgene 12x4.5-5.0mL 细胞梯度降温盒<br>(5100-0050)              | 尺 寸 (HxDia.) : 5.31<br>in./151x117mm   | 定制冻存架(5.9 英寸) |
| Corning CoolCell 12x3.5-5mL 细胞程序降温<br>盒(CoolCell 5mL LX) | 尺 寸 (Dia.xH) :<br>9.5x14.5cm/5.73 in.  | 定制冻存架(5.9 英寸) |

样品管-冻存管盒-冻存架-超低温冰箱

